


Anticorps Monoclonal Anti-Ire1 Pour Wb, Elisa - 075460

Numéro d'article: CM0003372



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IRE1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'IRE1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le stress du RE et la réponse aux protéines mal repliées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRE1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IRE1 ; IRE1P ; IRE1a ; hIRE1p
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2081
Identifiant du gène	2081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 286-435 de l'IRE1 humain (NP_001424.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75460
Poids protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace