

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ire1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

Numéro d'article: CM0024684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRE1 humaine (ERN1). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'IRE1 chez l'homme, la souris et le rat. Capteur clé du stress du RE et de la voie UPR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IRE1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2081
GeneID	2081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 286-435 de l'IRE1 humaine (NP_001424.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75460
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sachet de glace