

Anticorps Polyclonal Anti-Irf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10914

Numéro d'article: CM0024733

Introduction

Anticorps polyclonal anti-IRF1 de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec IRF1 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la fonction du facteur de régulation de l'interféron dans l'immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAR; IRF-1; IRF1
Espèce	Humain
GeneID	3659
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 181-280 de l'IRF1 humain (NP_002189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10914
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace