

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf1 Pour Wb, Elisa - P15314

Numéro d'article: CM0028540



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IRF1, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris. Adapté pour l'étude des fonctions du facteur régulateur de l'interféron 1 dans l'immunité, l'inflammation et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Irf-1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3659
ID du gène	16362
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 113 et 212 de l'IRF1 humain (NP_032416.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15314
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace