


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irf2 Pour Wb, Ip, Elisa - P14316

Numéro d'article: CM0011953



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IRF2 de haute qualité, validé pour WB, IP et ELISA. Spécifique de l'IRF2 humain et murin (P14316). Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IRF-2 ; IRF2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3660
GenelD	3660
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P14316
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace