


Anticorps Polyclonal Anti-Irf2Bp2 Pour Wb, Elisa - Q7Z5L9

Numéro d'article: CM0020887



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IRF2BP2 humain (Q7Z5L9). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle et de différenciation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF2BP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CVID14 ; IRF2BP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	359948
GeneID	359948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-545 de l'IRF2BP2 humain (Q7Z5L9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z5L9
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace