

Anticorps Anti-Irf3 (Iiae7) Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q764M6

Numéro d'article: CM0028542

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-IRF3 (IIAE7), validé pour la détection par WB et ELISA, cible l'IRF3 de Sus scrofa avec réactivité croisée humaine. Convient aux études sur l'immunité innée et les antiviraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IIAE7
Espèce	Sus scrofa
GeneID (humain)	3661
GeneID	396656
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IRF3 de Sus scrofa (NP_998935.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q764M6
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace