

Anticorps Polyclonal Anti-Irf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q14653

Numéro d'article: CM0013362



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-IRF3 pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de régulation de l'interféron 3 (Q14653), un facteur de transcription clé de l'immunité innée. Idéal pour la recherche sur l'immunité antivirale et innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IRF3
Remarques/Alias	IIAE7; IRF3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3661
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14653
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace