

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P70671

Numéro d'article: CM0019359



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Irf3 (IRF-3, IIAE7) de souris, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée et la signalisation interféronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Irf3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IRF-3, IIAE7, IRF 3
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3661
ID du gène	54131
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'Irf3 de souris (NP_058545.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P70671
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace