

Anticorps Polyclonal Anti-Irf4 Pour Wb, Elisa - Q15306

Numéro d'article: CM0017229



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IRF4 validé pour le Western blotting et l'ELISA, reconnaissant l'IRF4 humain, de souris et de rat. Convient à l'étude de l'activation transcriptionnelle de l'IRF4 dans les cellules lymphoïdes et immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3662
ID de gène	3662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-350 de l'IRF4 humain (NP_002451.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15306
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace