


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Irf5 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13568

Numéro d'article: CM0002376



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IRF5 humaine (SLEB10), validé pour WB, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de l'immunité innée et de la signalisation interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SLEB10; IRF5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3663
Identifiant du gène	3663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 6-151 de l'IRF5 humaine (Q13568)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13568
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet de glace