


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf5 Pour Wb - Q13568

Numéro d'article: CM0015230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRF5 humain, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Convient aux études sur l'immunité innée, la signalisation de l'interféron et la réponse inflammatoire. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF5 pAb de lapin
Remarques/Synonyme	SLEB10; IRF5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3663
GeneID	3663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'IRF5 humain (NP_001092097.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q13568
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace