

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Irf6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14896

Numéro d'article: CM0010228

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IRF6 (O14896) validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte l'IRF6 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation épidermique et le cancer du sein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IRF6 Rabbit mAb
Remarques / Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3664
GenelD	3664
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14896
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace