

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf6 Pour Wb, Elisa - O14896

Numéro d'article: CM0030864

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IRF6 de haute qualité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte l'IRF6 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le développement épidermique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF6 Lapin pAb
Remarques/Alias	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3664
GeneID	3664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-300 de l'IRF6 humain (NP_006138.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14896
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace