

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf7 Pour Wb Et Elisa - Q92985

Numéro d'article: CM0014566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRF7 humain pour WB et ELISA ; réagit également avec la souris. Régulateur transcriptionnel clé de la réponse à l'interféron de type I, essentiel à l'immunité innée contre les virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IRF7 pAb de lapin
Remarques/Alias	IMD39 ; IRF-7 ; IRF7A ; IRF7B ; IRF7C ; IRF7H ; IRF-7H ; IRF7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3665
GeneID	3665
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'IRF7 humain (NP_001563.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q92985
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant