

Anticorps Polyclonal Anti-Irf8 Pour Wb, Elisa - Q02556

Numéro d'article: CM0015966

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRF8 humain (ICSBP), validé pour Western Blot et ELISA. L'IRF8 est un facteur de transcription impliqué dans la signalisation interféronique et le développement des cellules dendritiques. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3394
Identifiant du gène	3394
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-426 de l'IRF8 humain (NP_002154.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q02556
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace