

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irf8 Pour Wb Et Elisa - Q02556

Numéro d'article: CM0028355

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRF8, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du facteur de transcription impliqué dans la différenciation des cellules immunitaires et la signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRF8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3394
GeneID	3394
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-426 de l'IRF8 humain (NP_002154.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q02556
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace