

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Irp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48200

Numéro d'article: CM0004234



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IRP2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du fer, la régulation des gènes et les biomarqueurs de maladie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRP2 mAb Lapin
Remarques/Alias	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-963 de l'IRP2 humaine (NP_004127.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48200
Poids Protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace