

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irs1 Pour Wb Et Elisa - P35569

Numéro d'article: CM0027926



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IRS1 (substrat 1 du récepteur de l'insuline) de souris, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour la recherche sur la signalisation de l'insuline, le métabolisme du glucose et les voies de croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	G972R ; IRS-1
Espèce	Souris
ID du Gène (Humain)	3667
ID du Gène	16367
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35569
Poids Moléculaire Protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace