

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0014028



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'IRS1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'IRS1 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRS1 Lapin pAc (pAb)
Remarques/Alias	HIRS-1; IRS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1043-1242 de l'IRS1 humain (NP_005535.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35568
Poids de la protéine	132kDa
Expédition	Sac de glace