

Anticorps Monoclonal Anti-Irs2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Numéro d'article: CM0008823



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'IRS2 humain, adapté pour le Western Blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Poids moléculaire prédit 137 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IRS2 Lapin mAb
Remarques/Alias	IRS-2, Irs2, IRS 2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8660
ID de Gène	8660
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1239-1338 de l'IRS2 humain (NP_003740.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4H2
Poids Protéique	137kDa
Expédition	Sac de glace