

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Irs2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Numéro d'article: CM0029071



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IRS2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la signalisation de l'insuline, le métabolisme du glucose et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IRS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRS-2 ; IRS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8660
GeneID	8660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1238-1338 de l'IRS2 humain (NP_003740.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4H2
Poids moléculaire de la protéine	137 kDa
Expédition	Sac de glace