

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Iscu Pour Wb, Elisa - Q9H1K1

Numéro d'article: CM0026244



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine ISCU humaine recombinante, adapté pour WB et ELISA. Validé pour les échantillons humains ; il cible la protéine échafaudage mitochondriale impliquée dans la biogenèse des clusters fer-soufre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ISCU Rabbit pAb
Remarques / Alias	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23479
GeneID	23479
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de l'ISCU humain (NP_998760.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H1K1
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace