

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Isg20 Pour Wb, Elisa - Q96Az6

Numéro d'article: CM0015524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ISG20 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Utile pour les études sur l'immunité innée antivirale, les gènes stimulés par l'interféron et le métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ISG20 Lapin pAb
Remarques/Alias	CD25, HEM45, ISG20
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3669
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de l'ISG20 humaine (NP_002192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AZ6
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace