

Anticorps Monoclonal Anti-Islet1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61371

Numéro d'article: CM0002219

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Islet1 humain (P61371), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la différenciation neuronale et du développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Islet1 Lapin mAb
Remarques/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3670
GeneID	3670
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'Islet1 humain (P61371).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P61371
Poids Protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace