

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Islet1 Pour Wb, Elisa - P61371

Numéro d'article: CM0028848

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Islet1 de haute qualité validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'Islet1 humain, murin et rat, un facteur de transcription clé dans le développement. Idéal pour la recherche en neurosciences, cardiologie et cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Islet1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Isl-1 ; ISLET1 ; Islet1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3670
GeneID	3670
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de l'Islet1 humain (NP_002193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61371
Poids Moléculaire Protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace