


Anticorps Polyclonal Anti-Ist1 Pour Wb, Elisa - P53990

Numéro d'article: CM0029754



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IST1 (CHMP8, OLC1). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la cytodérèse médiée par l'ESCRT-III et de la dynamique de l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IST1 pAb de lapin
Remarques / Alias	OLC1; CHMP8; IST1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9798
GeneID	9798
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-335 de l'IST1 humain (NP_001257906.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53990
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sachet de glace