


Anticorps Polyclonal Anti-Isy1 Pour Wb, Elisa - Q9ULr0

Numéro d'article: CM0018163



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ISY1 humain, un facteur d'épissage des pré-ARNm et régulateur du traitement des miRNA. Validé pour les applications de Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'épissage et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ISY1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FSAP33; ISY1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57461
ID du gène	57461
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-307 de l'ISY1 humain (NP_001186398.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULR0
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace