

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Isyna1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nph2

Numéro d'article: CM0027086

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ISYNA1 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte l'ISYNA1 humain, murin et de rat. L'ISYNA1 est l'enzyme limitante dans la biosynthèse du myo-inositol. Convient pour la recherche sur le métabolisme et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ISYNA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51477
ID du gène	51477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'ISYNA1 humain (NP_057452.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPH2
Poids protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace