


Anticorps Polyclonal Anti-Itch Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Numéro d'article: CM0022728



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ITCH (AIP4), validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de l'E3 ubiquitine ligase et des voies de signalisation inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITCH Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	83737
GeneID	83737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 de ITCH (NP_001244066.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96J02
Poids protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace