


Anticorps Monoclonal Anti-Itch De Lapin (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - Q96J02

Numéro d'article: CM0010554



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à ITCH (Q96J02), une ligase E3 d'ubiquitine. Validé pour WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'ubiquitination et des voies de signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ITCH AcM de lapin
Remarques/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	83737
ID du gène	83737
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ITCH humain (Q96J02).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96J02
Poids moléculaire protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace