

Anticorps Polyclonal Anti-Itfg1 Pour Wb, Elisa - Q8Tb96

Numéro d'article: CM0013338

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITFG1 humain, adapté aux applications WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est une protéine immunomodulatrice des lymphocytes T impliquée dans la protection contre la maladie du greffon contre l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITFG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	81533
Identifiant du gène	81533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 313-612 de l'ITFG1 humain (NP_110417.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TB96
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace