

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itga10 Pour Wb Et Elisa - 075578

Numéro d'article: CM0024281

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITGA10 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur les récepteurs du collagène. Poids protéique : 128 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGA10 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRO827 ; ITGA10
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8515
GenelD	8515
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 801-1040 de l'ITGA10 humain (NP_003628.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075578
Poids protéique	128 kDa
Expédition	Sac de glace