


Anticorps Monoclonal Anti-Itga1/Cd49A () Pour Fc - P56199

Numéro d'article: CM0012666



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ITGA1/CD49a humain conjugué à pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'intégrine alpha-1, un récepteur de la laminine et du collagène, permettant une détection fiable de cette molécule d'adhésion cellulaire dans les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-ITGA1/CD49a humain de lapin, mAb
Remarques/Alias	VLA1 ; CD49a
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3672
ID du gène	3672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 1141 de l'ITGA1/CD49a humain (NP_852478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56199
Poids moléculaire de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace