

Anticorps Polyclonal Anti-Itga3 Pour Wb, Elisa - P26006

Numéro d'article: CM0019322

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITGA3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la fonction de l'intégrine alpha-3, l'adhésion cellulaire et l'invasion cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ITGA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3675
GeneID	3675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 85-260 de l'ITGA3 humaine (P26006).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26006
Poids Protéique	117kDa
Expédition	Sac de glace