

## Anticorps Polyclonal Anti-Itga9 Pour Wb, Elisa - Q13797

Numéro d'article: CM0025116

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'intégrine alpha-9 (ITGA9), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire et la recherche vasculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ITGA9 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | RLC ; ITGA4L ; ALPHA-RLC ; ITGA9                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (humain)    | 3680                                                                                                                          |
| GeneID             | 3680                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-250 de l'ITGA9 humain (NP_002198.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Souris                                                                                                                        |
| SWISS              | Q13797                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 114kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |