

Anti-Itgae (Cd103) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - P38570

Numéro d'article: CM0026372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'intégrine alpha-E (CD103). Validé pour le Western blot, l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'adhésion lymphocytaire, l'immunité muqueuse et la biologie de la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ITGAE Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD103 ; HUMINAE ; ITGAE
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	3682
Identifiant du Gène	3682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-200 de l'ITGAE humain (NP_002199.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38570
Poids Moléculaire de la Protéine	130 kDa
Expédition	Sac de glace