

Anticorps Polyclonal Anti-Itgax Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20702

Numéro d'article: CM0013100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ITGAX (CD11C) humain pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des monocytes, des réponses inflammatoires et de la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGAX Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD11C; SLEB6; ITGAX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3687
GeneID	3687
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 146-342 d'ITGAX (NP_000878.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20702
Poids de la protéine	128kDa
Expédition	Sac de glace