

Anticorps Polyclonal Anti-Itgb3Bp Pour Ihc-P Et Elisa - Q13352

Numéro d'article: CM0014793



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ITGB3BP humain (CENPR, NRIF3). Validé pour IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le centromère, la régulation de la transcription et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB3BP Lapin pAb
Remarques/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Espèce	Humain
GeneID	23421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-111 de l'ITGB3BP humain (NP_055103.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13352
Poids moléculaire protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace