

Anticorps Polyclonal Anti-Itgb3Bp Pour Wb Et Elisa - Q13352

Numéro d'article: CM0030324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ITGB3BP humain (CENPR, NRIF3), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle et les centromères/kinétochores.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB3BP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23421
GeneID	23421
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-111 de l'ITGB3BP humain (NP_055103.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13352
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace