


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itgb5 Pour Wb Et Elisa - P18084

Numéro d'article: CM0024617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ITGB5 pour WB et ELISA. Détecte l'ITGB5 humain, souris et rat. Immunogène recombinant, 88 kDa. Pour les études d'adhésion cellulaire et d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ITGB5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3693
ID de gène	3693
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 490-720 de l'ITGB5 humain (NP_002204.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18084
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace