

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itgb6 Pour Wb, Elisa - P18564

Numéro d'article: CM0019719



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITGB6 humain pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît l'ITGB6 humain, de souris et de rat. Le récepteur intégrine bêta-6 est impliqué dans l'adhésion cellulaire, l'activation du TGF-bêta et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AI1H; ITGB6
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 732-788 de l'ITGB6 humain (NP_000879.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18564
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sachet de glace