

## Anticorps Polyclonal Anti-Itgb7 Pour Wb, Elisa - P26010

Numéro d'article: CM0030086



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ITGB7 pour Western blot et ELISA, validé chez l'homme et la souris. Cible l'intégrine bêta-7, un récepteur clé d'homing lymphocytaire pour la recherche sur le tissu lymphoïde associé à l'intestin.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ITGB7 pAb de lapin                                                                                                           |
| Remarques/Alias                  | ITGB7                                                                                                                        |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                       |
| ID du gène (Humain)              | 3695                                                                                                                         |
| ID du gène                       | 3695                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l'ITGB7 humain (NP_000880.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                               |
| SWISS                            | P26010                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 87 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |