

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itgb8 Pour Wb Et Elisa - P26012

Numéro d'article: CM0029509



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITGB8 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'intégrine bêta-8, un récepteur de la fibronectine impliqué dans l'activation du TGF- β et la vasculogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGB8 pAb de lapin
Remarques/Alias	ITGB8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3696
Identifiant du gène	3696
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-320 de l'ITGB8 humain (NP_002205.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26012
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace