

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itgbl1 Pour Elisa Et Wb - 095965

Numéro d'article: CM0021863

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ITGBL1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'ITGBL1 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la fonction de la protéine 1 de type intégrine bêta en biologie vasculaire et dans la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITGBL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OSCP ; TIED ; ITGBL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9358
GeneID	9358
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de l'ITGBL1 humain (NP_004782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095965
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace