


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itih4 Pour Wb, Elisa - Q14624

Numéro d'article: CM0014366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ITI4 humain (chaîne lourde H4 de l'inhibiteur inter-alpha-trypsine), adapté pour le WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude des réponses de phase aiguë et des mécanismes inflammatoires spécifiques au foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITI4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3700
GeneID	3700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 689-930 de l'ITI4 humain (NP_002209.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14624
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace