

Anticorps Monoclonal Anti-Itk/Emt Pour Wb Et Elisa - Q08881

Numéro d'article: CM0005451



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ITK/EMT humaine (tyrosine-protéine kinase ITK/TSK), validé pour le Western blot et l'ELISA. Indispensable pour les études sur la signalisation des lymphocytes T, la réponse immunitaire et l'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITK/EMT Rabbit mAb
Remarques / alias	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3702
Immunogène	Protéine recombinante de l'ITK/EMT humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q08881
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace