


Anticorps Polyclonal Anti-Itpa Pour Wb, Elisa - Q9By32

Numéro d'article: CM0016040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITPA humaine, une enzyme du métabolisme des nucléotides. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude de l'exclusion des purines non canoniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	ITPA Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dj794i6.3; HLC14-06-P; ITPA
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3704
ID de Gène	3704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de l'ITPA humaine (NP_258412.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY32
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace