


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itpka Pour Wb, Elisa - P23677

Numéro d'article: CM0021942



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ITPKA humaine (inositol-trisphosphate 3-kinase A), adapté au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme de l'InsP3 et de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPKA Rabbit pAb
Remarques/Alias	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3706
ID du gène	3706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-461 de l'ITPKA humaine (NP_002211.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P23677
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Poche de glace