

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Itpkb Pour Wb Et Elisa - P27987

Numéro d'article: CM0025943

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ITPKB humaine (IP3K-B), validé pour WB et ELISA, à réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'homéostasie calcique et des voies de signalisation des inositols phosphates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ITPKB Rabbit pAb
Remarques / Alias	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3707
GeneID	3707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de l'ITPKB humaine (NP_002212.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27987
Poids protéique	102kDa
Expédition	Sachet de glace